



tecfor care
nederland



Ecofit S Low

De **Ecofit S Low** biedt veel comfort en functionaliteit. Om valprofylaxe te garanderen is dit zorgbed extra laag uitgevoerd. Ook dit bed is met name geschikt voor thuiszorg situaties.

- Matrashoogte tot 21 cm zonder zijhekverhoging
- 24 volt motorsysteem



tecfor care

nederland

Ecofit S Low

Standaard

- Eenvoudig en snel te monteren zonder gereedschap
- Leveren en plaatsen mogelijk door één persoon
- 4-delig stalen ligvlak 90 x 200 cm met matrasbeugels aan het hoofd- en voeteneind
- Eenvoudig te reinigen
- Metalen delen poedercoat gelakt in RAL 9023 (parel donkergrijs)
- Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogteverstelling 220-640 mm, slag 420 mm
- 4 x 50 mm wielen, individuele wielremmen
alternatief 4 x 75 mm dubbele wielen
- Houtdecor afwerking, zijhekken in houtdecor met veiligheidssluiting
- Geschikt voor matrassen tot 21 cm
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Basic UDI-DI: 426067976TVC-BE-BiB-ULBTA
- Voldoet aan IEC 60601-2-52
- Beschermingsklasse IPX4
- Draaggewicht van de patiënt tot 170 kg
- Veilige werkbelasting tot 205 kg
- Extreem hoge stabiliteit

Optioneel

- Bedverlenging 20 cm
- (Anti-) trendelenburg functie
- Gedeelde zijhekken staal met adapter
- Leeslamp met snoerschakelaar
- Onderbedverlichting (in- en uitstapverlichting)
- Sta-op hulp



tecfor care Nederland
Majoraan 9 A
6942 SB Didam

+31 85 902 555 3

verkoop@tecfor-care.com

www.tecfor-care.nl