




tecfor care
nederland

✓ Lattenbodem

Freestyle



Freestyle

De vernieuwde **Freestyle** lattenbodem is een 42-lats elektrisch verstelbare "flatframe" bedbodem met een totale hoogte van 9 cm. Deze bodem in de maatvoering 80 cm en 90 cm breed wordt standaard met Radio Frequent bediening geleverd. De maten 100, 120 en 140 zijn op aanvraag.


Het frame is geheel vervaardigd van staal waardoor de **Freestyle** zeer sterk is.

Door de flatframe constructie is de lattenbodem uitermate geschikt voor een bed met (bed)lades of dwarsbalken.



tecfor care

nederland




Freestyle

Standaard

- 42-lats lattenbodern
- Verkrijgbaar in de gangbare maten: 80 / 90 / 100 / 120 / 140 cm
- Metalen delen poedercoat gelakt in RAL 9023
- Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Totale hoogte incl. motor: 9 cm
- Radio Frequent bediening bij 80 cm en 90 cm. Voor 100, 120 en 140 cm is dit beschikbaar op aanvraag.

Optioneel

- Matrasbeugels
- Bodemlengte 210/220 cm mogelijk door verlengement



tecfor care Nederland
Majoraan 9 A
6942 SB Didam

+31 85 902 555 3

verkoop@tecfor-care.com

www.tecfor-care.nl