



tecfor care
nederland

✓ Hoog-laag inzet bedbodem

Freestyle Plus



Freestyle Plus

De **Freestyle Plus** is een combinatie van de vernieuwde Freestyle lattenbodem samen met de BiB-lift. Een hoog-laag bed-in-bed systeem met 42-lats lattenbodem en het gemak van de functionaliteit van een zorgbed.

Geschikt voor alle ledikanten door de zelfdragende constructie.



tecfor care
nederland



Matrasbeugels en wielen worden **NIET** standaard meegeleverd

Freestyle Plus

Standaard

- 42-lats lattenbodem met instelbare heupzone
- Leverbaar in 80 cm, 90 cm en 100 cm breed
- Het liftstelsel is poedercoat gelakt in RAL 9023 (Parel Donkergrijs)
- Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- Elektrische hoogteverstelling 300-800 mm, slag 500 mm
- Draagwicht maximaal: 180 kg
- 24 volt voeding voor meer veiligheid

Optioneel

- Optioneel te leveren met wielen
- Matrasbeugels
- Bodemlengte 220 cm mogelijk door verlengelementen



tecfor care Nederland
Majoraan 9 A
6942 SB Didam

+31 85 902 555 3

verkoop@tecfor-care.com

www.tecfor-care.nl