



tecfor care

nederland

Ecofit S C


De Ecofit S C is een modern zorgbed voor thuiszorg en verhuur. Het biedt hoog comfort, functionaliteit en is eenvoudig te monteren.



De **Ecofit S C** wordt zeer compact aangeleverd en kan binnen 10 minuten door één persoon zonder gereedschap worden geplaatst.



Elektrische hoogteverstelling van 385 tot 810 mm



Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeen verstelling tot 30°



De Ecofit S C wordt standaard geleverd inclusief bedpapegaai

Ecofit S C

Standaard

- Eenvoudig en snel te monteren zonder gereedschap
- Met geïntegreerde bedverlenging aan te passen naar 220 cm
- Leveren en plaatsen mogelijk door één persoon
- 4-delig stalen ligvlak 90 x 200 cm met matrasbeugels aan beide zijdes
- Eenvoudig te reinigen
- Metalen delen poedercoat gelakt in RAL 9023 (parel donkergrijs)
- Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogteverstelling 385-810 mm, slag 425 mm
- 4 x 100 mm wielen, individuele wielremmen
- Geschikt voor matrassen tot 21 cm
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Draaggewicht van de patiënt tot 185 kg
- Veilige werkbelasting tot 220 kg
- Extreem hoge stabiliteit door haaksysteem
- Draaggewicht bedpapegaai tot 80 kg
- Beschermingsklasse IPX 4
- Voldoet aan IEC 60601-2-52
- Basic UDI-DI: 426067976TVC-BE-BiB-ULBTA

Optioneel

- (anti-) Trendelenburg functie
- Leeslamp met snoerschakelaar
- Onderbedverlichting (in- en uitstap verlichting)
- Gedeelde zijhekken staal met adapter
- Ook in 1 meter breed verkrijgbaar



Hout decor



